

**Therapiesicherheit /**  
**Therapy safety**  
**by...**

*flexible handling of  
sensitive pharmaceuticals*



## **Spike – Filtersysteme** **Spike – Filter Systems**

RoweSpike VI – SnapFit  
RoweSpike VI – SnapFit SV

# Produktgruppe

## Entnahme Spike

### für das Fluidmanagement

# Product group

## Withdrawal Spike

### for fluid management

Flüssigkeitsentnahme- und Aspirationsspike zur Entnahme aus Vorratsflaschen, bakterienfreie Belüftung mit hydrophoben Bakterienfilter 0.1 µm

*Spike for repeated withdrawal and aspiration of solutions, drugs and toxic substances, with 0.1 µm hydrophobic bacteria filter*

- Extra tief gezogene Flüssigkeitsöffnung zur vollständigen Flaschenentleerung
  - Kleines Füllvolumen
  - Geringe Einstichkräfte
  - Gutes Aufziehverhalten
  - Einfache Handhabung durch ergonomisches Design
  - Simple Einhandbedienung durch der Schutzkappe
  - Kontaminationsschutz durch Sicherheitsventil
  - Sichere Verbindung zur Flasche
  - kundenspezifische Varianten erhältlich
  - Latex und PVC frei
- *Deep-drawn fluid opening for a complete bottle drawdown*
  - *Low priming volume*
  - *Low piercing forces*
  - *Good priming characteristics*
  - *Easy handling due to ergonomic design*
  - *Simple one-hand handling of safety snap cap*
  - *Protection against contamination through safety valve*
  - *Safe vial connection*
  - *customized variants are available*
  - *Latex- and PVC- free*



<b>RoweSpike</b> <i>RoweSpike</i>	<b>Artikel Nr.</b> <i>Article no.</i>	<b>Partikelfilter</b> <i>Particle filter</i>	<b>Be- / Entlüftungsfilter</b> <i>Ventilation filter</i>	<b>Einstechspitze</b> <i>Spike</i>
RoweSpike VI – SnapFit	A-6472	-	0.1 µm	Plastic spike
RoweSpike VI – SnapFit SV	A-6473	-	0.1 µm	Plastic spike

SV = Safety Valve

Individuelle Kundenwünsche können problemlos realisiert werden.

*Individual customer demands are optionally realized.*